

Fecha/Date: junio 2016/ June 2016

Motivo/Subject:

Vacused for Linear **ENFORCED**

Ref: Info 034



LINEAR CHEMICALS, S.L.

www.linear.es

info@linear.es

5231050

Vacused for Linear (vacuum plastic) 5x100

Apreciado cliente,

LINEAR les informa de las especificaciones de los tubos Vacused for Linear **ENFORCED**.

Los tubos **ENFORCED** contienen más vacío que los tubos normales, están diseñados para trabajar en alturas superiores a 1.500 metros sobre el nivel del mar (msnm).

Estos tubos, también pueden ser usados en niveles inferiores, se ha de tener en cuenta que la presión es mayor y pueden aspirar más sangre y más rápido, por lo que se ha de retirar el tubo una vez la sangre llegue al nivel de muestra marcado en el tubo.

Ambos tubos tienen el mismo número de referencia, se identifican al incluir en la caja una etiqueta **ENFORCED**.

Para cualquier consulta Contactar con el Departamento de Marketing y Ventas.

Muchas gracias por el interés en nuestros productos.

Dear customer,

LINEAR informs about the specifications of the Vacused for Linear **ENFORCED** tubes.

The **ENFORCED** tube contains more vacuum than normal, to work on heights over 1,500 meters above sea level (masl).

This tubes can be used at lower levels, please have in mind that the pressure is stronger and it aspirate faster, so it is recommended remove the tube when the blood reaches the level marked on the tube. Both tubes have the same reference number, they are identified by including the label **ENFORCED** on each box. Please, do not hesitate to contact our Marketing and Sales Department for any further information.

Thank you very much for your interest in our products.

INFO
INFO
INFO
INFO